



SHQZ021000160326

# 中华人民共和国 医疗器械注册证（体外诊断试剂）

注册证编号：沪械注准 20162400815

注册人名称	上海执诚生物科技有限公司
注册人住所	上海市浦东新区康新公路 3399 弄 6 号
生产地址	上海市浦东新区康新公路 3399 弄 6 号楼
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	尿酸测定试剂盒（酶动力学比色法）
包装规格	（单位：毫升）：(1)R1 2×66, R2 2×16; (2)R1 8×60, R2 2×60; (3)R1 4×50, R2 1×50; (4)R1 6×100, R2 2×75; (5)R1 3×20, R2 3×5; (6)R1 2×80, R2 2×20; (7)R1 4×100; R1 1×100; (8)R1 1×1000; R1 2×125。
主要组成成分	R1: 磷酸缓冲液 pH7.0、TBHBA R2: 磷酸缓冲液 pH7.0、4-氨基安替比林、 $K_4[Fe(CN)_6]$ 、POD、尿酸酶
预期用途	供医疗机构用于体外检测人血清/血浆(EDTA 或肝素化血浆) /尿样中尿酸的浓度，作辅助诊断用。
附件	产品技术要求、说明书
产品储存条件及有效期	2~8℃保存 18 个月
其他内容	无
备注	原注册号：沪食药监械（准）字 2013 第 2400373 号

审批部门：上海市食品药品监督管理局

批准日期：2016 年 11 月 14 日

有效期至：2021 年 11 月 13 日

